

NOVO



HAMILTON-EM7

Ventilação segura em cuidados de emergência

O HAMILTON-EM7 foi desenvolvido para oferecer ventilação confiável a qualquer momento e em qualquer lugar onde for necessário. Desenvolvido para uso em ambientes desafiantes e em uma ampla variedade de condições respiratórias, oferece desempenho consistente para apoiar os profissionais de saúde no cuidado ao paciente.

HAMILTON
MEDICAL

Para facilitar o manuseio e a configuração

Versatilidade sem compromissos

O HAMILTON-EM7 oferece modos de ventilação não invasiva e invasiva (incluindo tratamento de oxigênio) para pacientes pediátricos e adultos.

Robusto, compacto, resistente

Estrutura robusta de alumínio, resistente à água, projetada para suportar condições adversas.

Desempenho acionado por turbina

A turbina integrada e o misturador de gás permitem o ajuste direto da concentração de oxigênio e da frequência de fluxo no dispositivo.


Desenvolvido para uma operação totalmente clara e intuitiva

Juntamente com a tela sensível ao toque colorida, o botão de pressionar e girar e as teclas físicas permitem uma operação intuitiva, reforçada por uma interface minimalista e fácil de usar.



-  A 13,3 x L 28 x D 12,6 cm
-  < 4,5 kg
-  Até 8,5 horas
-  Pacientes adultos e pediátricos
-  Fluxo > 215 l/min
-  Interface Bluetooth

Fluxos de trabalho simplificados e maior segurança para o paciente




Configurações personalizáveis

- ✓ Configurações de inicialização rápida para ventilação invasiva e não invasiva de acordo com seus protocolos
- ✓ Personalização dos modos exibidos para sua equipe



Ventilação de suporte adaptativo

- ✓ O ASV adapta continuamente a frequência respiratória, o volume corrente e o tempo inspiratório de acordo com a mecânica pulmonar e o esforço respiratório do paciente



Intubação de sequência rápida

- ✓ Guia passo a passo claro para intubação rápida
- ✓ Garantindo uma transição harmoniosa da VNI para a ventilação invasiva




Ventilação de RCP

- ✓ Ajuste de alarmes e do disparo
- ✓ Timer RCP visível na tela
- ✓ Formas onda relevantes e principais parâmetros de monitoramento

Ventilação plug-and-play

Opções de pega

Escolha entre opções inteligentes de pega e montagem para uso flexível em campo e em veículos. Quando conectado a um suporte de parede ou de prateleira, o carregador integrado inicia automaticamente o carregamento da bateria.



Solução completa


Um kit de respiração de peça única com linhas de pressão integradas, válvula expiratória e sensor de fluxo proporciona uma conexão fácil e segura.



Torne-se um Vent Whisperer


Centro de aprendizagem

O Centro de aprendizagem do HAMILTON-EM7 oferece caminhos de aprendizagem passo a passo para ajudar você a conhecer rapidamente seu respirador e seus recursos.



Aplicativo VenTrainer

Coloque seus novos conhecimentos em prática no aplicativo interativo VenTrainer e utilize seu respirador e seus recursos com segurança em cenários simulados de pacientes.





Mais informações:
www.hamilton-em7.com



HAMILTON
MEDICAL

Fabricante:

Hamilton Medical AG

Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, Suíça

+41 (0)58 610 10 20

info@hamilton-medical.com

www.hamilton-medical.com

ELO20260611N.00

Os produtos apresentados aqui não estão disponíveis para aquisição por parte do público geral. As informações fornecidas aqui se destinam somente a profissionais de saúde. Sempre leia as etiquetas e siga as instruções de uso do produto. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns recursos são opções. Alguns recursos não estão disponíveis em todos os mercados. Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos e podem não representar de forma precisa o produto ou seu uso. Pode consultar todas as marcas próprias (®) e de terceiros usadas pela Hamilton Medical AG em www.hamilton-medical.com/trademarks. ©2026 Hamilton Medical AG. Todos os direitos reservados.

HAMILTON-EM7