



Hamilton Connect

Digitale Lösungen für die Atemtherapie

Unser Ziel ist es, unsere Kunden über den gesamten Beatmungsworkflow zu unterstützen und Mehrwert zu bieten. Das neue Hamilton Connect-Modul und die zugehörige Hamilton Connect-App sind die ersten Schritte, um diese Vision zu realisieren. Sie bieten eine einfache Lösung, um den täglichen Arbeitsablauf bei der Beatmung zu erleichtern und zu optimieren.

[Hamilton Connect-Modul](#)

Das in das Beatmungsgerät integrierte Hamilton Connect-Modul ermöglicht einen sicheren drahtlosen Datenaustausch zwischen dem HAMILTON-C1/T1 und Patientendaten-Managementssystemen, Monitoringsystemen und der Hamilton Connect-App.

[Hamilton Connect-App](#)

Die Hamilton Connect-App verbindet Ihr mobiles Gerät mit Ihrem Hamilton Medical Beatmungsgerät und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf ausgewählte Beatmungsdaten.

Hamilton Connect-App

Mobile Beatmungsdaten und Tools

Die Hamilton Connect-App bietet mobilen Zugriff auf die Beatmungsdaten und erfüllt somit zeitgemäß die Bedürfnisse des klinischen Personals. Sie stellt Ihnen eine Lösung bereit, um Ihren Beatmungsworkflow zu erleichtern und zu optimieren. Sie benötigen nur ein mobiles Gerät und ein Hamilton Medical Beatmungsgerät mit dem Hamilton Connect-Modul.

Beatmungsdaten – überall verfügbar

Mit der Hamilton Connect-App wird Ihr Mobilgerät zu einem tragbaren zusätzlichen Bildschirm für das Beatmungsgerät. Die Daten werden beinahe in Echtzeit vom Beatmungsgerät an das Mobilgerät übertragen. So haben Sie die Beatmungsdaten Ihrer Patienten auch dann im Blick, wenn Sie sich nicht in der Nähe des Beatmungsgerätes befinden.

Individuell anpassbare Ansichten

Wählen Sie, wie die Monitoring-Parameter und Kurven auf Ihrem Mobilgerät angezeigt werden sollen, und erstellen Sie ein Layout, das genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Die Beatmungsdaten können unabhängig von der aktuellen Anzeige auf dem Beatmungsgerät dargestellt werden.



Datenanzeige

Sie können die aktiven Parametereinstellungen direkt in der App überprüfen und Kurven einfrieren, um sie genauer zu betrachten. Ändern Sie die Zeitskala, stellen Sie eine Kurve auf dem gesamten Bildschirm dar oder zeigen Sie eine Übersicht aller Parameter an. Sie können aktive Alarmer sowie verfügbare Kurven und Parameterwerte prüfen.

Beatmungsbericht

Mit der Hamilton Connect-App können Sie einen Beatmungsbericht erstellen, der im digitalen Format freigegeben oder ausgedruckt werden kann.

Sie können den Bericht auf Ihre Bedürfnisse anpassen: Wählen Sie einen bestimmten Zeitrahmen und die darzustellenden Parameter aus, zeigen Sie die Daten in einer numerischen Tabelle und/oder als Trendgrafik an oder fügen Sie sogar ein Deckblatt hinzu. Jeder Bericht ist auch als CSV-Datei für eine genauere Analyse verfügbar.

Die Beatmungsdaten werden am Beatmungsgerät automatisch aufgezeichnet und für bis zu 30 Tage gespeichert.

Demo-Modus – kein Beatmungsgerät erforderlich

Testen Sie die App im Demo-Modus auch ohne Beatmungsgerät. Sie können sich ohne zeitliche Beschränkung mit den Merkmalen und Funktionen der App, einschließlich des Beatmungsberichts, vertraut machen.

Kostenloser Download im Apple App Store und im Google Play Store

Die Hamilton Connect-App kann auf mobilen Android- und iOS-Geräten ausgeführt werden. Sie ist kostenlos im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich. Testen Sie sie im Demo-Modus auch ohne Beatmungsgerät. Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen:



oder besuchen Sie die Website: <http://qr.ham.md/get-HCA>



Hamilton Connect-Modul

Das Hamilton Connect-Modul ermöglicht kabelgebundene und drahtlose Verbindungen, die durch hochmoderne Sicherheitsvorkehrungen geschützt sind. Des Weiteren unterstützt es die Verbindung mit der Hamilton Connect-App.

Es ist aktuell für den HAMILTON-C1/T1 verfügbar und bietet folgende Funktionen:

- ✓ Konnektivität via Bluetooth und Wi-Fi
- ✓ Hochmoderne Sicherheitsvorkehrungen
- ✓ Automatische Aufzeichnung und Speicherung von Beatmungsdaten für bis zu 30 Tage



Wir werden die Hamilton Connect-App und das Hamilton Connect-Modul weiter verbessern und um neue Merkmale und Funktionen ergänzen, um Sie bei der Atemtherapie zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.hamilton-medical.com/Hamilton-Connect

Hersteller:

Hamilton Medical AG

Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, Schweiz

+41 (0)58 610 10 20

info@hamilton-medical.com

www.hamilton-medical.com

ELO20210306N.01

Die Hamilton Connect-App soll die Anzeige der Daten in Echtzeit auf dem Bildschirm des Beatmungsgerätes nicht ersetzen. Verwenden Sie die App NICHT, um Komponenten zur Geräteüberwachung des Krankenhauses zu ergänzen oder zu ersetzen. Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Einige Funktionen sind als Optionen verfügbar. Nicht alle Funktionen sind für alle Märkte verfügbar. Informationen zu allen von der Hamilton Medical AG verwendeten eigenen Warenzeichen und Warenzeichen von Dritten finden Sie unter: www.hamilton-medical.com/trademarks. © 2022 Hamilton Medical AG. Alle Rechte vorbehalten.

Hamilton Connect