



Hamilton Connect

Solutions digitales pour soins respiratoires

Notre objectif est de soutenir nos clients et de leur fournir une valeur ajoutée tout au long du processus de ventilation. Le nouveau module Hamilton Connect et l'application Hamilton Connect associée constituent les premières étapes de la réalisation de notre mission. Ils offrent une solution simple pour faciliter et rationaliser le processus de ventilation au quotidien.

[Module Hamilton Connect](#)

Le module Hamilton Connect intégré au ventilateur permet au HAMILTON-C1/T1 de communiquer sans fil, en toute sécurité, avec des systèmes de gestion des données patient, des systèmes de monitoring et l'application Hamilton Connect.

[Application Hamilton Connect](#)

L'application Hamilton Connect connecte votre appareil mobile à votre ventilateur Hamilton Medical et vous permet d'accéder à des données de ventilation sélectionnées.

Application Hamilton Connect

Données respiratoires et outils mobiles

Conçue pour répondre aux besoins des établissements de santé modernes, l'application Hamilton Connect vous donne accès à des données respiratoires. Elle vous fournit une solution conçue pour faciliter et rationaliser votre processus de ventilation. Il vous suffit d'avoir un appareil mobile et un ventilateur Hamilton Medical équipé du module Hamilton Connect.

Données respiratoires – Accessibles partout

L'application Hamilton Connect transforme votre appareil mobile en un écran portable secondaire de ventilateur. Elle transmet des données quasiment en temps réel, du ventilateur à votre appareil mobile, pour vous permettre d'examiner les données respiratoires de votre patient même quand vous n'êtes pas à proximité du ventilateur.

Vues personnalisables

Choisissez la façon dont les paramètres de monitoring et les formes d'ondes s'affichent sur votre appareil mobile et créez l'agencement répondant le mieux à vos besoins. Il est possible d'afficher les données respiratoires indépendamment des données figurant sur le ventilateur.



Examen des données

Examinez les réglages actifs directement depuis l'application et gelez des formes d'ondes pour les vérifier de manière plus détaillée. Changez l'échelle de temps et affichez une forme d'ondes en plein écran ou une vue d'ensemble de tous les paramètres. Examinez les alarmes actives, ainsi que les formes d'ondes et valeurs de paramètres disponibles.

Rapport de ventilation

Grâce à l'application Hamilton Connect, vous pouvez générer des rapports de ventilation qui peuvent être partagés sous forme de fichiers numériques ou imprimés.

Vous pouvez personnaliser le rapport pour répondre à vos besoins : sélectionnez une période précise et les paramètres à inclure, affichez les données sous forme de tableau numérique et/ou de graphique de tendances, ou même ajoutez une page de couverture. Chaque rapport est également disponible sous forme de fichier CSV pour une analyse plus approfondie.

Les données respiratoires sur une période de 30 jours maximum sont enregistrées et stockées automatiquement sur le ventilateur.

Mode démo – Aucun ventilateur requis

Testez l'application en mode démo, même sans ventilateur. Explorez toutes les fonctions et fonctionnalités, notamment le rapport de ventilation, aussi longtemps que vous le voulez.

Téléchargez-la gratuitement à partir de l'Apple App Store et de Google Play Store

L'application Hamilton Connect fonctionne sur les appareils mobiles Android ou iOS. Elle est disponible gratuitement sur l'Apple App Store et Google Play Store. Testez-la en mode démo, même sans ventilateur.

Téléchargez l'application en scannant ce code QR :



ou consultez la page : <http://qr.ham.md/get-HCA>



Module Hamilton Connect

Le module Hamilton Connect fournit une connectivité sans fil et filaire protégée par une solution de sécurité des plus sophistiquées. Il permet également de se connecter à l'application Hamilton Connect.

Il est actuellement proposé pour les modèles HAMILTON-C1/T1 et offre :

- ✓ Une connexion Bluetooth et Wi-Fi
- ✓ Une sécurité à la pointe de la technologie
- ✓ Un enregistrement et un stockage automatiques des données de ventilation jusqu'à 30 jours



Nous continuerons à perfectionner l'application Hamilton Connect et le module Hamilton Connect en ajoutant de nouvelles fonctions et fonctionnalités pour vous aider à prodiguer vos soins respiratoires.

Pour de plus amples informations, consultez :
www.hamilton-medical.com/Hamilton-Connect

Fabricant :

Hamilton Medical AG

Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, Suisse

+41 (0)58 610 10 20

info@hamilton-medical.com

www.hamilton-medical.com

ELO20210304N.01

L'application Hamilton Connect n'est pas conçue pour remplacer l'affichage en temps réel des données du ventilateur. N'UTILISEZ PAS l'application en complément ou en remplacement d'un élément de monitoring d'un dispositif de l'hôpital. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Certaines fonctions sont fournies en option. Notez que toutes les fonctions ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour toutes les marques propriétaires, ainsi que les marques d'autres fabricants utilisées par Hamilton Medical AG, consultez le site www.hamilton-medical.com/trademarks. © 2022 Hamilton Medical AG. Tous droits réservés.

Hamilton Connect