

NUEVO



HAMILTON-EM7

Ventilación de confianza para urgencias

El HAMILTON-EM7 se ha diseñado para ofrecer una ventilación fiable en cualquier momento y lugar. Se puede usar en entornos desafiantes y en una amplia gama de condiciones respiratorias, por lo que ofrece un rendimiento constante para ayudar a los profesionales sanitarios a proporcionar una atención eficaz a los pacientes.

HAMILTON
MEDICAL

Para facilitar su manipulación y configuración

Versatilidad sin concesiones

El HAMILTON-EM7 ofrece modos de ventilación tanto no invasivos como invasivos (incluida la terapia con oxígeno) para pacientes pediátricos y adultos.

Robusto, compacto y duradero

Carcasa de aluminio resistente e impermeable diseñada para soportar las condiciones más duras.

Funcionamiento con turbina

La turbina y el mezclador de gases integrados permiten ajustar la concentración y el flujo de oxígeno directamente en el dispositivo.


Diseñado para ofrecer una claridad total

Junto con la pantalla táctil en color, el botón pulsador y giratorio y las teclas permiten un funcionamiento intuitivo, mejorado con una interfaz clara y fácil de usar.



- 13,3 cm (alt.) x 28 cm (anch.) x 12,6 cm (prof.)
- <4,5 kg
- Hasta 8,5 horas
- Pacientes adultos y pediátricos
- Frecuencia de flujo >215 l/min
- Interfaz Bluetooth

Simplificación de los flujos de trabajo y mayor seguridad del paciente




Configuración personalizable

- ✓ Configuración inicial rápida de la ventilación invasiva y no invasiva según sus protocolos
- ✓ Personalización de los modos que se muestran a su equipo



Ventilación asistida adaptable (ASV)

- ✓ ASV ajusta constantemente la frecuencia respiratoria, el volumen tidal y el tiempo inspiratorio en función de la mecánica pulmonar y el esfuerzo del paciente



Intubación en secuencia rápida


- ✓ Orientación clara y detallada para la intubación rápida
- ✓ Garantía de una transición fluida de la ventilación no invasiva a la ventilación invasiva



Ventilación de RCP


- ✓ Ajuste de alarma y disparo
- ✓ Visualización del temporizador de RCP
- ✓ Visualización de las formas de onda pertinentes y los parámetros de configuración principales

Ventilación «plug and play»




Opciones de mango

Elija entre las prácticas opciones de montaje y mango para un uso flexible tanto sobre el terreno como en vehículos. Cuando se instala en un soporte de pared o estante, el cargador integrado comienza automáticamente a cargar la batería.



Solución multifunción


Equipo respiratorio de una sola pieza que incorpora líneas de presión, una válvula espiratoria y un sensor de flujo, lo que permite una conexión fácil y segura.



¿Desea ser Vent Whisperer?


Centro de aprendizaje

El centro de aprendizaje de HAMILTON-EM7 le ofrece itinerarios de aprendizaje paso a paso que le ayudarán a familiarizarse rápidamente con el respirador y sus funciones.



Aplicación VenTrainer

Ponga a prueba sus nuevos conocimientos en nuestra aplicación interactiva VenTrainer y utilice el respirador y sus funciones de forma segura en entornos simulados con pacientes.





Más información:
www.hamilton-em7.com



HAMILTON
MEDICAL

Fabricante:

Hamilton Medical AG

Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, Suiza

+41 (0)58 610 10 20

info@hamilton-medical.com

www.hamilton-medical.com

ELO20260612N.00

Los productos que se muestran aquí no están disponibles para su venta al público en general. La información proporcionada aquí está destinada únicamente a profesionales sanitarios. Lea siempre las etiquetas y siga las instrucciones de uso del producto. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Algunas prestaciones son opcionales. No todas las opciones están disponibles en todos los mercados. Todas las imágenes se utilizan solo con fines ilustrativos y es posible que no representen con precisión el producto o su uso. Para consultar todas las marcas comerciales patentadas (®) y de terceros empleadas por Hamilton Medical AG, visite www.hamilton-medical.com/trademarks.
©2026 Hamilton Medical AG. Todos los derechos reservados.

HAMILTON-EM7